

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ "АРМЕД"

Место нахождения: 630091, Россия, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, Д. 5, Этаж 4 Офис 406.

Основной государственный регистрационный номер 1135001000617

Телефон: +74954119933 Адрес электронной почты: 207@armed.ru

в лице генерального директора Шукарева Андрея Анатольевича

заявляет, что Кровати медицинские функциональные, электрические «Армед», согласно приложению № 1 на 1 листе

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ "АРМЕД"

Место нахождения: 630091, Россия, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, Д. 5, Этаж 4 Офис 406

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9452-017-13391002-2016 «Кровати медицинские функциональные электрические «Армед»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9402900000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № АЛ1986ПИ-39-ПТ/2021 от 09.11.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "АЛЬФА" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32094.ИЛ00003)

Регистрационного удостоверения на медицинское изделие № РЗН 2016/4813 от 12 октября 2021 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

раздел 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) "Совместимость технических средств электромагнитная.

Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний", раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.11.2026 включительно

Подпись



Шукарев Андрей Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.41706/21**

Дата регистрации декларации о соответствии: **23.11.2021**

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса |
|-----------------|--|
| 9402900000 | <p>Кровати медицинские функциональные электрические «Армед» по ТУ 9452-017-13391002-2016 в вариантах исполнения:</p> <p>1. Кровать медицинская функциональная электрическая «Армед» РС101-Ф в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кровать – 1 шт. - Спинка головная – 1 шт. - Спинка ножная – 1 шт. - Колесо – 4 шт. - Устройство для подтягивания – 1 шт. - Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт. - Ограждение боковое – 2 шт. - Пульт управления – 1 шт. - Бампер – 4 шт. - Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт. - Болт М6х45 ГОСТ 7805 – 2 шт. - Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт. - Шайба М5 ГОСТ 11371 – 2 шт. - Шайба пружинная М5 ГОСТ 6402-70 – 2 шт. - Скоба матрасодержателя – 1 шт. - Крючок для дренажа – 2 шт. - Привод тормоза на 2 колеса – 2 компл. - Угломер – 2 шт. - Втулка – 4 шт. <p>- Кровати медицинские функциональные электрические «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.</p> <p>2. Кровать медицинская функциональная электрическая «Армед» РС201 в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кровать – 1 шт. - Спинка головная – 1 шт. - Спинка ножная – 1 шт. - Колесо – 4 шт. - Устройство для подтягивания – 1 шт. - Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт. - Ограждение боковое – 2 шт. - Пульт управления – 1 шт. - Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 6 шт. - Гайка М5 ГОСТ 5927 – 6 шт. - Шайба М5 ГОСТ 11371 – 2 шт. - Шайба пружинная М5 ГОСТ 6402-70 – 2 шт. - Скоба матрасодержателя – 1 шт. - Крючок для дренажа – 2 шт. - Угломер – 2 шт. - Втулка – 4 шт. <p>- Кровати медицинские функциональные электрические «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.</p> <p>3. Кровать медицинская функциональная электрическая «Армед» РС300 в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кровать – 1 шт. - Спинка головная – 1 шт. - Спинка ножная – 1 шт. - Устройство для подтягивания – 1 шт. - Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт. - Пульт управления – 1 шт. - Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт. - Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт. - Шайба М5 ГОСТ 11371 – 2 шт. - Шайба пружинная М5 ГОСТ 6402-70 – 2 шт. - Скоба матрасодержателя – 1 шт. - Крючок для дренажа – 2 шт. <p>- Кровати медицинские функциональные электрические «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.</p> <p>4. Кровать медицинская функциональная электрическая «Армед» РС301 в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кровать – 1 шт. - Спинка головная – 1 шт. - Спинка ножная – 1 шт. |

- Опора с колесами – 2 шт.
 - Устройство для подтягивания – 1 шт.
 - Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
 - Ограждение боковое – 2 шт.
 - Пульт управления – 1 шт.
 - Подставка под судно – 1 шт.
 - Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 2 шт.
 - Болт М6х60 ГОСТ 7805 – 6 шт.
 - Гайка М5 ГОСТ 5927 – 2 шт.
 - Гайка М6 ГОСТ 5927 – 8 шт.
 - Шайба М5 ГОСТ 11371 – 2 шт.
 - Шайба М6 ГОСТ 11371 – 8 шт.
 - Шайба пружинная М6 ГОСТ 6402-70 – 8 шт.
 - Скоба матрасодержателя – 1 шт.
 - Крючок для дренажа – 2 шт.
 - Кровати медицинские функциональные электрические «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.
5. Кровать медицинская функциональная электрическая «Армед» РС305 в составе:
- Кровать – 1 шт.
 - Спинка головная – 1 шт.
 - Спинка ножная – 1 шт.
 - Устройство для подтягивания – 1 шт.
 - Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
 - Пульт управления – 1 шт.
 - Кровати медицинские функциональные электрические «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.
6. Кровать медицинская функциональная электрическая «Армед» РС800 в составе:
- Кровать – 1 шт.
 - Спинка головная – 1 шт.
 - Спинка ножная – 1 шт.
 - Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
 - Ручка управления – 2 шт.
 - Кровати медицинские функциональные электрические «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.
7. Кровать медицинская функциональная электрическая «Армед» ФС3232 в составе:
- Кровать – 1 шт.
 - Спинка головная – 1 шт.
 - Спинка ножная – 1 шт.
 - Устройство для подтягивания – 1 шт.
 - Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
 - Ограждение боковое – 2 шт.
 - Пульт управления – 1 шт.
 - Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 10 шт.
 - Гайка М5 ГОСТ 5927 – 10 шт.
 - Винт-барашек М6х45 ГОСТ Р ИСО 4026 – 4 шт.
 - Кровати медицинские функциональные электрические «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.
8. Кровать медицинская функциональная электрическая «Армед» ФС3236 в составе:
- Кровать – 1 шт.
 - Спинка головная – 1 шт.
 - Спинка ножная – 1 шт.
 - Колесо – 4 шт.
 - Устройство для подтягивания – 1 шт.
 - Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
 - Ограждение боковое – 2 шт.
 - Пульт управления – 1 шт.
 - Болт М5х40 ГОСТ 7805 – 8 шт.
 - Саморез 3,5х20 ГОСТ 1145 – 4 шт.
 - Кронштейн фиксации боковых ограждений – 4 шт.
 - Кровати медицинские функциональные электрические «Армед». Руководство по эксплуатации – 1 экз.
9. Кровать медицинская функциональная электрическая «Армед» ФС3238 в составе:
- Кровать – 1 шт.
 - Спинка головная – 1 шт.
 - Спинка ножная – 1 шт.
 - Колесо – 4 шт.